

مقدمة

دليل معاميل كلية التمريض - جامعة قناة السويس دليل المعامل

بكلية التمريض - جامعة قناة السويس



تعد المعامل بكلية التمريض جامعهه
قناه السويس اهم مكونات البنية
الاساسية بالكلية بما فيها من الات
ومعدات وتجهيزات. حيث ان
المعامل بالكلية هي اساس التدريب
وتطبيق المهارات والممارسات
التمريضية هذا لتحقيق رؤية و
رسالة الكلية لذلك تم تجهيز معاميل
الكلية لمهارات التمريض مزودة
ومجهزة بكل الوسائل الحديثة
لتدريب الطالبات والطلاب على
المهارات والممارسات التمريضية.
تقوم الكلية بتحديث كل الوسائل
التدريبية مواكبة لكل ما هو حديث
في مجالات تدريب وتعليم مهارات
التمريض وتأمل ان تكون معاميل
كلية التمريض رائدة في تعليم
تدريب المهارات التمريضية في
مرحلة التعليم الجامعي وربط
التعليم النظري بالتدريب العملي

الغايات للمعامل :

ان تكون معاميل كلية التمريض
رائدة في تعليم تدريب المهارات
والممارسات التمريضية في
مرحلة التعليم الجامعي وربط
التعليم النظري بالتدريب العملي.

الاهداف للمعامل :

- 1- التدريب على المهارات
التمريضية بكفاءة عالية وجوده
لتحقيق اهداف الكلية
- 2- توفير إستراتيجيات تعليم
وتعلم تساعد الطلاب على
إكتساب مهارات والممارسات
المبنيه علي الكفايات والمعارف
والمهارات لتوفير رعايه صحيه
تراعي ثقافه المجتمع.
- 3- القدرة على حل المشكلات
واتخاذ القرارات في الممارسات
والتدخل التمريضي علميا
ومهاريا.

- تقوم الكلية بمتابعة التدريب العملي بالمعامل والمستشفيات.

- على الطلاب الالتزام بتعليمات المعمل وأداء كافة الواجبات والمهام المطلوبة.

- الالتزام بحسن السير والسلوك داخل المعامل.

- حضور التقييم الدوري في مواعيده المحددة.

آلية التدريب العملي

- يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات ضمن جدول أسبوعي.

- يستخدم في المعمل وسائل متعددة

للتعلم اثناء التدريب العملي للطلاب

منها المحاكاة، تعليم المهارات

والتدريب عليها، بالإضافة إلي لعب

الأدوار (Role-Playing)،

دراسة الحالة (Case Study)

- تواجد الطلاب بالمعامل فى موعد العملى و فقا للجدول الدراسى ولا يسمح بالتأخر الا خمس دقائق وإذا تكرر التأخر ثلاث مرات احتسب اليوم غياب للطالب الا بعذر مقنع وإذا تأخرت الطالب أكثر من ربع ساعة احتسب الطالب غياب.

- لا بد للطلاب من عدم الغياب بدون عذر مقنع و عدم تجاوز نسبة غياب عن ٥ % في أي مرحلة من مراحل التدريب و يتم انذار الطالب فى حالة تجاوز تلك النسبة بانذار اول و تجاوز ١٠% انذار ثانى و تجاوز نسبة الغياب ٢٥% يحرم الطالب من دخول امتحان المادة .

- يجب على الطلاب الالتزام بالأخلاق الحميدة وحسن التواصل مع الجميع.

- المحافظة على نظافة الأدوات واعادتها لأماكنها بعد الاستخدام .

٤- التدريب علي التفكير النقدي

٥- التخطيط ومواجهة الازمات

٦- المساهمة في خدمة المجتمع من خلال التدريب والتطوير المستمر

٧-الالتزام بمعايير الجودة في التدريب التمريض.

قواعد التدريب بالمعامل:

- التزام جميع الطلاب بالزي المحدد من قبل الكلية خلال فترة التدريب بالمعامل.

- تقليم الاظافر وتهذيب الشعر للذكور.

- عدم لبس المجوهرات والإكسسوار و عدم وضع الماكياج اثناء التدريب.

- حسن المظهر

- الالتزام بالأدوات المطلوبة للتدريب مثل (ساعة عقارب ،قلم جميع الألوان، دفتر صغير، ترمومتر ،

سماعة، مازورة)

احتياطات الأمن والسلامة بالمعمل:

- تعامل مع الموديل كأنه مريض حقيقي واتبع طرق التدريب الصحيحة عليه وفي وجود مسئول التدريب

- إستعمل سوائل Lubricant عند إجراء تمارين إدخال الأنابيب عن طريق الفم أو الأنف لأي من الموديلات التي يجرى عليها مثل تلك التمارين

- الموديلات التي يتم بها الحقن العضلي يجب تفريغ وعصر منطقة الحقن بعد الانتهاء من التدريب لإخراج السوائل التي تم حقنها وذلك في حالة حقن سوائل فعلية بها

- عند إجراء تمارين الحقن الوريدي يجب وضع قطعة من القطن على مكان الحقن كأنه مريض طبيعي وذلك لوقف تدفق الدم من الذراع ويراعي تفريغ الأوردة من السائل المحاكي للدم أو من الماء قبل الحفظ

- استعمل أغطية Face Shield أو التنظيف بالكحول عن إجراء تمارين الإنعاش القلبي عن طريق الفم وذلك منعا لانتقال العدوى وذلك لأي من الموديلات التي يجرى عليها مثل تلك التمارين.

- الموديلات التي يتم استخدام أجهزة الصدمات معها يراعي وضع أقطاب جهاز الصدمات في المكان المخصص له وذلك لتجنب حرق جلد الموديل

- تجنب محاولة إصلاح الموديلات من الداخل و في حالة وجود أي أعطال بها وقم بإبلاغ الشركة فوراً لإرسال مهندس متخصص في ذلك.

- الأجهزة التي تعمل ببطاريات والملحقة ببعض الموديلات يجب إخراج البطاريات منها قبل الحفظ لمدة طويلة منعا لتلفها وتعطيل الجهاز وتعرضها للكسر.

-أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمرفقة ببعض الموديلات لا يجب التعامل معها إلا بالأقلام الخاصة بها منعا لتلف الشاشة الخاصة بها

- الموديلات التي يتم وضع سوائل بداخلها للتدريب على عمل القساطر أو غيرها يجب إفراغها من تلك السوائل وتنظيفها عند انتهاء التدريب.

- يجب غلق الأجهزة الملحقة بالموديلات Shut down وفصلها عن التيار الكهربائي عند الانتهاء من التدريب أجهزة الكمبيوتر والشاشات الملحقة ببعض الموديلات يجب وضعها في مكان مستوى وثابت منعا لوقوعها

- عند ملاحظة وجود أي شرارة كهربية في التوصيلات الكهربائية بين الموديلات والأجهزة الملحقة بها يجب فصل التيار وإبلاغ الشركة.

-أحرص على نظافة ايدي المتدربين حيث أن الأتربة تؤثر على الجلد الخارجي للموديلات.

- استعمل فوطة ناعمة منداه بالماء والصابون للتنظيف الخارجي للموديلات عند انتهاء التدريب دون دخول المياه داخل الموديل وخاصة الموديلات المتقدمة.

- يجب تنظيف الموديلات عند الانتهاء من التدريب عليها وتنظيفها فور ملاحظة وجود أتربة عليها .

- لا تستخدم الأقلام الجافة أو أي أنواع الأقلام أو الأدوات الحادة في الشرح على الموديلات أو وضع علامات على جلد الموديلات حيث أن مثل تلك العلامات لا يمكن إزالتها من على جلد الموديلات.

- يجب تغطية الموديلات جيدا أو حفظها في أماكن تخزينها قبل تنظيف المعمل الموجودة به .

- يجب أن لا تتعرض الموديلات لأشعة الشمس أو الحرارة المباشرة أو الغير مباشرة والا تزيد درجة حرارة الغرفة عن ٢٨ درجة مئوية (يجب ان تكون المعامل مكيفة)

- يجب حفظ الموديلات في معمل لا يتعرض للأتربة.

-قم بحفظ الموديلات داخل الدواليب الخاصة بالتخزين أو تغطيتها على الأسرة المعدة لها أو وضعها داخل حقائب الحفظ الخاصة بها وذلك فور الانتهاء من التدريب عليها.

-الموديلات المتصلة بأجهزة كمبيوتر لا يجب نقلها أو تخزينها بمكان آخر الا بعد فصل الأجهزة المتصلة بها أولا.

- أجهزة الكمبيوتر والشاشات عند تخزينها يجب وضعها داخل الكراتين الخاصة بها وتخزينها بمكان ثابت ومحكم لتجنب وقوعها وتعرضها للكسر وذلك لحساسية تلك الأجهزة.

- كما توجد طفايات الحريق بكل معمل مع كل الارشادات لطرق الاستخدام و التعامل مع الكوارث و الحرائق بالاضافة لاولعية للرمل بكل معمل.

